








# BELLMAN & SYMFON häiresüsteemid 2011










MTÜ Jumalalaegas reg nr 80182972

Hinnakiri kehtib 01.01.11-31.12.11

Lisainfo veebis: <http://www.silmalaegas.ee>

Toodete hankimiseks vajalik abivahendikaart! Küsige seda sotsiaaltöötajalt või kohalikust omavalitsusest!

<b>SAATJAD /sagedusel 868,3 MHz/</b>				
Toote kood	Kirjeldus	Foto	Hind lapsele kuni 24 a abivahendikaardiga (€)	Hind täiskasvanule abivahendikaardiga (€)
<b>BE-1480</b>	<b>Termo-optiline suitsuandur - saatja</b> reageerib põlemisgaasidele ning ümbritseva ruumi temperatuuri tõusule valjude läbitungivate signaalidega ning lülitab samal ajal tööle kõik tema levipiirkonnas olevad BELLMAN VISIT 868 seeria vastuvõtjad, millised edastavad häire heli + vibropadja vibreerimise või valgussähvatuste + vibropadja vibreerimisega. Suitsuanduri toiteallikaks on 9 V standard patarei. Värske patarei tööiga on kuni üks aasta. Suitsuanduri levi piirkond on kuni 200m. Suitsuanduri levi piirkond on kuni 200m. <b>Suitsuandurit kasutada siseruumides, paigaldades magamistoa vahetus lähedusse, kuid mitte kööki, garaaži ega vannituppa.</b> Eestikeelne kasutusjuhend pakendis. Vaata lisaks internetist: <a href="http://www.kodutuleohutuks.ee">www.kodutuleohutuks.ee</a>		16,00	16,00 - 80,00 *
<b>BE-1490</b>	<b>Lapsenutu kutsungi saatja</b> korpuses olev mikrofon reageerib lapse nutule ning lülitab vastavalt soovitud ajalise hilistumisega tööle kõik tema levipiirkonnas olevad BELLMAN VISIT 868 seeria vastuvõtjad, millised edastavad kutsungi heli + vibropadja vibreerimise või valgussähvatuste + vibropadja vibreerimisega. Seadme toiteallikaks on 9 V standard patarei. Värske patarei tööiga on kuni üks aasta. Lapsenutu kutsungi saatja levi piirkond on kuni 200m. Võimalik reguleerida astmeliselt mikrofoni tundlikkust. Eestikeelne kasutusjuhend.		14,60	73,00
<b>BE1410</b>	<b>Ukseella kutsungi saatja</b> reageerib uksekella helile või kui kasutatakse elektromehaanilist uksekella, siis selle poolt tekitatud elektroagnetilise väljale ning lülitab tööle kõik tema levipiirkonnas olevad BELLMAN VISIT 868 seeria vastuvõtjad, millised edastavad kutsungi heli + vibropadja vibreerimise või valgussähvatuste + vibropadja vibreerimisega. Seadme toiteallikaks on 9 V standard patarei. Värske patarei tööiga on kuni üks aasta. Uksekella kutsungi saatja levi piirkond on kuni 200m. Kahe sisseehitatud mikrofoni ja vajadusel välise mikrofoni valik võimaldab täpselt määratleda kasutatava uksekella heli. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		8,60	43,00
<b>BE1430</b>	<b>Telefoni/faksi kutsungi mitmeotstarbeline saatja</b> reageerib telefoni kutsungile, kui seade on ühendatud komplektis oleva juhtmega telefonivõrku ning lülitab tööle kõik tema levipiirkonnas olevad BELLMAN VISIT 868 seeria vastuvõtjad, millised edastavad kutsungi heli + vibropadja vibreerimise või valgussähvatuste + vibropadja vibreerimisega. Seadme toiteallikaks on 9 V standard patarei. Värske patarei tööiga on kuni üks aasta. Telefoni/faksi kutsungi mitmeotstarbeline saatja levi piirkond on kuni 200m. Mitmeotstarbeliseks teevad seadme lisatud sisemised ja üks väline ühenduspesa, kuhu saab ühendada terve rida BELLMAN VISIT 868 seeria lisaseadmeid (magnetlüliti BE-9023, uksest siseneja kontaktmatt BE-9024, samuti tavaline uksekellannupp) Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend.		7,40	37,00
<b>BE1420</b>	<b>Kutsungi surunupp - saatja.</b> Surunupule vajutades lülitatakse tööle kõik tema levipiirkonnas olevad BELLMAN VISIT 868 seeria vastuvõtjad, millised edastavad kutsungi heli + vibropadja vibreerimise või valgussähvatuste + vibropadja vibreerimisega. Seadme toiteallikaks on 6 V PX28A alkaalipatarei. Värske patarei tööiga on kuni kaks aastat. Kutsungi surunupp - saatja levi piirkond on kuni 200m. Komplektis kaelapael ja seinale kinnituskruvid ja teip. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		7,60	38,00
<b>VASTUVÕTJAD /sagedusel 868,3 MHz/</b>				
<b>BE-1450</b>	<b>Heli- ja valguspult</b> - teisaldatav patareitoitega vastuvõtja vaegkuulja teavitamiseks heli (valjudus muudetav 0 - 93 dBA)), vilkuva <b>valguse</b> ja <b>vibratsiooniga</b> (kui vibropadi on ühendatud vastuvõtjaga). Vastuvõtja reageerib kõikidele BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate kutsungitele, mis on nende levi piirkonnas. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Värskete 4 x 1.5 V LR14 (C) alkaalipatareide tööiga on 2-3 aastat. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		9,00	9,00 - 45,00 *
<b>BE-1440</b>	<b>Valguspult</b> - teisaldatav eredalt viluva valgusega vastuvõtja vaegkuuljate ja kurtide teavitamiseks vilkuva <b>valguse</b> ja <b>vibratsiooniga</b> (kui vibropadi on ühendatud vastuvõtjaga). Vastuvõtja reageerib kõikidele BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate kutsungitele, mis on nende levi piirkonnas. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Toide - komplekti lisatud võrgu adapteri BE-9092 kaudu. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		13,00	13,00 - 70,00 *

<b>BE-1500</b>	<b>Äratuskell</b> - teisaldatav eredalt viluva valgusega vastuvõtja vaegkuuljate ja kurtide teavitamiseks vilkuva <b>valguse</b> , <b>heli</b> (80 dBA)) ja <b>vibratsiooniga</b> (kui vibropadi on ühendatud vastuvõtjaga). Vastuvõtja reageerib kõikidele BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate kutsungitele, mis on nende levi piirkonnas. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Toide - komplekti lisatud võrgu adapteri BE-9092 kaudu toimub kella sees oleva NiMh aku laadimine. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		<b>17,20</b>	<b>17,20 - 86,00 *</b>
<b>BE-1470</b>	<b>Pager</b> - vastuvõtja kasutatav kaasaskantavana või alaliselt laadija laadimispesas olevana - vaegkuuljate ja kurtide teavitamiseks vilkuva <b>valguse</b> ja <b>vibratsiooniga</b> (pager ise või vibropadi ühendatuna laaduriga). Pager reageerib kõikidele BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate kutsungitele, mis on nende levi piirkonnas. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Toide - laadija BE-1260 kaudu toimub pageri sees oleva NiMh aku laadimine. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		<b>21,60</b>	<b>21,60 - 108,00 *</b>
<b>BE-1260</b>	<b>Pageri laadija</b> - on ettenähtud pageri laadimiseks ja kui pager on asetatud laadima tuleb ühendada vibropadi laadijaga. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjatel saabuva kutsungi/häire saabumisel hakkab laadimispesas oleval pageril vastav signaallamp vilkuma ja vibropadi vibreerima. Pager reageerib kõikidele BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate kutsungitele, mis on nende levi piirkonnas. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Laadija saab toite võrguadapteri kaudu, mis kuulub laadija komplekti. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		<b>7,00</b>	<b>7,0 - 35,00 *</b>
<b>BE-8101</b>	<b>Käekell vibropadjaga</b> - Hetkel väikseim ja mugavaim Bellmani vastuvõtja. Ta pole suurem kui tavaline käekell ja seda saab kasutada nii ruumis kui õues. Signaali edastatakse nii vibratsiooniga kui vastava sümboli vilkumisega millest häire tekkis. Komplektis kell, laadija ja vibropadi.		<b>24,20</b>	<b>24,20 - 121,00 *</b>
<b>BE-8102</b>	<b>Käekell</b> - Hetkel väikseim ja mugavaim Bellmani vastuvõtja. Ta pole suurem kui tavaline käekell ja seda saab kasutada nii ruumis kui õues. Signaali edastatakse nii vibratsiooniga kui vastava sümboli vilkumisega millest häire tekkis. Komplektis kell ja laadija.		<b>23,00</b>	<b>23,00 - 115,00 *</b>
<b>BE-1540</b>	<b>Valguspult</b> - teisaldatav eredalt viluva valgusega vastuvõtja vaegkuuljate ja kurtide teavitamiseks vilkuva <b>valguse</b> ja <b>vibratsiooniga</b> (kui vibropadi on ühendatud vastuvõtjaga). Vastuvõtja reageerib kõikidele BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate kutsungitele, mis on nende levi piirkonnas. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Toide - komplekti lisatud võrgu adapteri BE-9092 kaudu. Kasutamiseks siseruumides. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		<b>17,80</b>	<b>17,80 - 89,00 *</b>
<b>TARVIKUD</b>				
<b>BE-1270</b>	<b>Vibropadi</b> - on vibroseade, mis ühendatakse BELLMAN VISIT 868 seeria vastuvõtjatega ning BELLMAN VISIT 868 seeria saatjatel saabuva kutsungi/häire korral hakkab vibropadi vibreerima. BELLMAN VISIT 868 seeria saatjate levi piirkond on kuni 200m. Vibropadi saab toite vastuvõtjalt. Vibropadi asetatakse voodisse. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		<b>6,39</b>	<b>6,39 - 10,00 *</b>
<b>BE-9200</b>	<b>Ukseella lisamikrofon</b> - ühendatakse BELLMAN VISIT 868 seeria uksekell saatjaga BE1410, võimaldades täpselt määratleda kasutatava uksekella või telefoni kutsungit, mis ei asu uksekell-saatja /BE-1410/ läheduses. Lisamikrofoni juhtme pikkus 2,5m. Eestikeelne kasutusjuhend pakendis.		<b>6,39</b>	<b>6,39</b>
<b>BE-1520</b>	<b>Sild</b> - Uus Bellman Visit 868 sarja Sild võimaldab oma Bellmani vanema süsteemi mis töötas sagedusel 433 MHz ühildada uuemate müügis olevate 868 MHz sagedusel töötavate Bellman Visit 868 sarja toodetega. Sild töötab mõlemal suunal ning tagab nii vana kui uue laitmatu koostöö.		<b>9,60</b>	<b>48,00</b>

**\* Soodsaim hind võib kehtida osades maakondades komisjoni otsusel kui toode on osa suitsuandurisüsteemist.**

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

Müüja jätab endale õiguse reguleerida toodete hindu koefitsendiga 0.5 -1.5 juhul, kui tootjafirma või vahendajad teevad muudatusi tarnehindades

Tellimine: Põhja-Eesti: 53 838 129 (Janar)

Lõuna-Eesti 514 1834 (Inga)

Faks 609 6611

e-post: silmalaegas@laegas.ee